


Антикоагуляция при продленной почечной заместительной терапии (CRRT)

Наполните контур Гемофильтра дважды:
 Первое 1 литр 0,9% раствора натрия хлорида + 10000 ЕД гепарина
 Второе 1 литр 0,9% раствора натрия хлорида



		АЧТВ пациента (сек)	
		Нормальное (< 38)	Высокое (>38)
АЧТВ контура (сек)	Низкое (< 50)	↑ гепарина на 150 ЕД/час Контроль АЧТВ контура и пациента 6/24	Не менять
	Целевое (50-80)	Без изменений Контроль АЧТВ пациента ежедневно	↑ протамина на 1,5 мг/час* Контроль АЧТВ пациента 6/24
	Высокое (>80)	↓ гепарина на 150 ЕД/час Контроль АЧТВ контура и пациента 6/24	↓ гепарина на 150 ЕД/час ↑ протамина на 1,5 мг/час* Контроль АЧТВ контура и пациента 6/24

*NB Обычное соотношение Протамина: Гепарин - 1 мг:100 ЕД
 Если соотношение превышает 2 мг:100 ЕД, рассмотрите смену режима антикоагуляции